

**TERUMO BCT**

Unlocking the Potential of Blood

ЗАПАИВАТЕЛЬ ПОЛИМЕРНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ **T-SEAL II**

НОВЫЙ СТАНДАРТ КАЧЕСТВА ПРИ ЗАПАИВАНИИ




## T-SEAL II — новый стандарт качества при запаивании



### Основные особенности:

- Компактный, легкий, бесшумный.
- Тонкий корпус (толщина 7 см): позволяет устанавливать и подсоединять несколько приборов последовательно.
- Настраиваемая длина сегментов.
- Специальные захваты предотвращают натяжение магистралей и их растягивание в ходе запаивания.
- Индикатор ошибок.
- Последовательная установка приборов позволяет сэкономить время при подготовке сегментов.
- Светодиодное индикаторное кольцо позволяет быстро отслеживать состояние прибора.
- Оптическое определение наличия магистрали.
- Надежные швы и легкое отделение сегментов.
- Съемный передний электрод облегчает чистку.



Состояние готовности

### Код продукта - ME-TSEAL2

#### Спецификации

Спецификации магистралей	ПХВ Наружный диаметр магистралей до 6,0 мм
Время запаивания	от 0,5 до 3 секунд, в зависимости от диаметра магистрали
Габариты (Ш × В × Г)	70 мм × 215 мм × 335 мм
Вес (кг)	3,6 кг
Входное напряжение / Гц	переменный ток 100 – 240 В, 47 – 63 Гц
Выходное напряжение / Гц	переменный ток 100 – 240 В, 47 – 63 Гц (только при использовании в последовательном подключении к другим приборам T-SEAL II)
Выходное напряжение, сила тока	не более 10 А – 240 В переменного тока; не более 16 А – 100 В переменного тока
Потребление электричества	не более 400 ВА
Выходное напряжение высокой частоты	не более 150 Вт / 50 Ω / 40,68 МГц
Порты передачи данных	Входной и выходной последовательный порты (для последовательного подключения)
Условия эксплуатации:	Температура окружающей среды от 10°C до 40°C (от 50°F до 104°F) Влажность от 10% до 70% (без конденсации)



Запаивание



Правильно выполненный шов высокого качества

Производитель: Terumo BCT Europe N.V., 3001 Leuven, Belgium

## TERUMOBCT

#### Terumo BCT, Inc.

10811 West Collins Ave.  
Lakewood, Colorado 80215-4440  
США

Тел. в США: 1.877.339.4228  
Тел: +1.303.231.4357  
Факс: +1.303.542.5215

#### Terumo BCT Europe N.V.

Европа, Ближний Восток и Африка  
Ikaroslaan 41  
1930 Zaventem  
Бельгия

Тел: +32.2.715.05.90  
Факс: +32.2.721.07.70

#### Terumo BCT (Asia Pacific) Ltd.

Room 3903-3903A, 39/F  
ACE Tower, Windsor House  
311 Gloucester Road  
Causeway Bay, Гонконг

Тел: +852.2283.0700  
Факс: +852.2576.1311

#### Terumo BCT Latin America S.A.

La Pampa 1517 - 12th Floor  
C1428DZE  
Buenos Aires  
Аргентина

Тел: +54.11.5530.5200  
Факс: +54.11.5530.5201

#### Terumo BCT Japan, Inc.

Ebisu South One Bldg. 9F  
1-7-8, Ebisu-minami,  
Shibuya-ku, Tokyo 150-0022  
Япония

Тел: +81.3.6743.7890  
Факс: +81.3.6743.9800